

ABER HALLO

AB INS KÖRBCHEN!



X-Smart® Pro+

Endomotor X-Smart® Pro+ mit integriertem Apex Lokator.
Vorteile auf einen Blick

- Speziell für den Antrieb der endodontischen Feilensysteme von Dentsply Sirona entwickelt. Sowohl für den kontinuierlichen Rotations- als auch für den reziproken Modus.
- Integrierter Apex Locator mit Dynamic Accuracy™-Technologie. Diese liest das Messsignal während der Formgebung genau aus und sorgt mit der Auto-Reverse-Funktion dafür, dass Ihre Feile auf dem gewünschten Ziel bleibt.
- Mini-Winkelstück mit integrierter 10-Lumen-LED- Hervorragende Sicht und Zugang. Um 360° einstellbare Position.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221705

X-Smart® Pro+ RECIPROC blue Kit

X-Smart Pro+ Motor mit Mini-Winkelstück, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel, **RECIPROC blue Kit** 24 RECIPROC blue Instrumente steril 25 mm (12 x R25, 6 x R40, 6 x R50), 180 RECIPROC blue Papierspitzen steril sortiert (90 x R25, 60 x R40, 30 x R50), 60 RECIPROC blue Guttapercha-Stifte steril sortiert (36 x R25, 12 x R40, 12 x R50), Endo Übungszahn trepaniert, **AH Plus Jet Starter Kit** 15 g AH Plus Jet Mixing Spritze, 20 Mischkanülen, 20 Intra Oral Tips, Mischblock, Bildgebrauchsanleitung, Organisationsablage
Ein Feilen Kit reicht für bis zu 10 Behandlungen.

Hersteller-
Listenpreis 2.943,50



Aktionspreis

2.195,-

MAILLEFER **VDW**
Brands of Dentsply Sirona

SmartLite® Pro

SmartLite® Pro - Leistung in Ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Polymerisationsaufsatz: Lichthärtung von Adhäsiven, Kompositen und Befestigungszementen.
- Transilluminationsaufsatz: Diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung approximaler Karies und frakturierter Zähne sowie zur Ausleuchtung endodontischer Zugangskavitäten.
- Zweiter Akku - Wechsel mit einem Klick für ständige Verfügbarkeit.

203581

Einführungspackung SmartLite® Pro

1 x Handstück, 1 x Polymerisationsaufsatz, 1 x Transilluminationsaufsatz, 2 x Akkus, 1 x Ladestation, 3 x Lichtschutzhüllen, 1 x Netzteil mit USB-Ladekabel, 100 x Schutzhüllen, 1 x Aushärtungsübersicht

Hersteller-
Listenpreis 1.646,60

218210

SmartLite® Pro Endo-Resto Kit inkl. EndoActivator Aufsatz

1 x SmartLite Pro Einführungspackung, 1 x SmartLite Pro EndoActivator, 1 x EndoActivator Aufsatz, 100 x SmartLite Pro EndoActivator Schutzhüllen, 25 x SmartLite Pro EndoActivator Tips Klein, 25 x EndoActivator Tips Mittel, 25 x EndoActivator Tips Lang

Hersteller-
Listenpreis 1.877,89

Aktionspreis
1.495,-



Aktionspreis
1.739,-



X-Smart Apex Locator

Längenmessgerät

- Großer und hochauflösender Vollfarb-Touchscreen.
- Die Funktion Dr's Choice; ermöglicht die Speicherung von Anwenderpräferenzen.
- Visuelle und akustische Unterstützung während der Messungen.

294295

Längenmessgerät

Hersteller-
Listenpreis 964,25



Aktionspreis

889,-

Implantmed Plus II

Das neue High-End-Chirurgiegerät vereint modernste Technologie, intuitive Bedienung und intelligente Konnektivität – entwickelt, um die klinische Exzellenz der Anwender und ihre Effizienz bestmöglich zu unterstützen. Entdecken Sie die Vorteile des neuen Implantmed Plus II in bewährter W&H-Qualität und überzeugen Sie sich selbst, warum die neue Chirurgie-Plattform ein echtes Must-have ist.

297149

Set Implantmed Plus II Scan-Edition
Steuergerät mit Scan-Funktion, Motor mit Licht EM-LC - 1,8 m, kabellose Fußsteuerung S-NW3, 6 Einweg-Sprayschläuche inkl. 5 Clips, Netzkabel, Universalablage, Stativ

Hersteller-
Listenpreis

5.566,-



Aktionspreis
4.590,-



WS-75 L

Chirurgisches Winkelstück 20:1, zerlegbar, 1-fach Spray, für chirurgische Bohrer und Fräser mit Winkelstückchaft Ø 2,35 mm, (Schafthärte >50 HRC, >520 HV), Innenkühlsystem Kirschner/Meyer. Speziell für die Implantatbetäubung und Implantatinsertion entwickelt.

125744

Chirurgie Winkelstück WS-75L mit Mini-LED+

Hersteller-
Listenpreis

1.605,-

Aktionspreis
949,-



Implantmed Classic SI-923

Das Implantmed Classic bietet dem Implantologen eine Antriebseinheit für den täglichen Einsatz. Das ergonomische Design und die einfache Bedienung sorgen für ein ermüdungsfreies Arbeiten.

77317

Chirurgie Winkelstück WI-75 E/KM 20:1, ohne Licht, nicht zerlegbar

Hersteller-
Listenpreis

1.213,-

295997

Implantmed Classic SI-923 Set
Motor EM-19 ohne Licht inklusive 1,8 m Kabel, Kabel-Fußsteuerung S-N2, Stativ, Motorablage, Netzkabel, 3 Einweg-Kühlmittelschläuchen

Hersteller-
Listenpreis

3.834,-

AKTIONSPAKET

1 x Implantmed Classic SI-923 Set
2 x Chirurgisches Winkelstück WI-75 E/KM 20:1

Hersteller-Listenpreis 6.260,-

Paketpreis
2.999,-



W&H

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

Thermodesinfektor PWD 8682 C

CompactLine Thermodesinfektor:

- Leistung/Charge z. B. 22 Übertragungsinstrumente + Instrumentensets (Spiegel, Sonde und Pinzette) für bis zu 80 Patienten.
- Praxisoptimierte Kammer mit einer Spülebene und Integration von Prozesschemikalien.
- Kurzprogramm für Übertragungsinstrumente in 30 Minuten.
- Modernes Gerätedesign in weiß mit Fulltouchdisplay & Spülraumbeleuchtung.
- Ab Werk vernetzbar per WiFi und Ethernet.

neu

297254
Thermodesinfektor

Hersteller-
Listenpreis 7.600,-



Aktionspreis*

6.895,-

*Aktion gilt nur in Deutschland!

Thermodesinfektor PWD 8682 DT

Thermodesinfektor PWD 8682 [DT GD DC5 LAN] SST Standgerät mit Glastür, mit Warm- und AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung.

- Leistung/Charge: große Kammer mit 2 Spülebenen fasst 44 Hohlkörperinstrumente + Instrumentensets (Spiegel, Sonde und Pinzette) für bis zu 160 Patienten.
- Sicherheit durch Kontrolle - Spüldruck- und Sprüharmüberwachung, Kammerbeleuchtung.
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex.
- Komfortable Trocknungsunterstützung – EcoDry.
- Ab Werk vernetzbar per WiFi und Ethernet. Miele MOVE ready.
- Effizienter Einsatz von Ressourcen - Drehzahlvariable Heizpumpe.
- Chargenfreigabe direkt am Geräte Display.

295643
Thermodesinfektor

Hersteller-
Listenpreis 9.338,-



Miele

ExpertLine

Aktionspreis*

8.490,-

*Aktion gilt nur in Deutschland!

VALO™ X

- Von Grund auf neu entwickelt.
- Hochwertiges Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt.
- 12,5 mm Linse, guter Zugang zu allen Zähnen.
- Aktivierung per Tastendruck oder durch Handbewegung. Kabelgebundene oder -lose Verwendung.

216535
Kit VALO X LED-Polymerisationsleuchte inklusive 2 wiederaufladbare Batterien, Ladegerät, Netzteil (für Batterie-ladung oder Kabeladapter), 5 Linsen, Kabeladapter, Handstückhalter, Lichtschild, 15 Schutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis 1.999,-

Aktionspreis

1.439,-



UP
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

VALO™ X

Die neue VALO™ X Farbkollektion wurde mit großer Sorgfalt entwickelt, um Zahnärztinnen und Zahnärzten die Möglichkeit zu geben, ihren individuellen Stil zum Ausdruck zu bringen und ihre Persönlichkeit in ihre Behandlungsräume einfließen zu lassen – und das bei gleichbleibend höchsten Standards in der Patientenversorgung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297406
Onyx Black Kit VALO X LED-Polymerisationsleuchte inklusive Diffuser Lens, 2 Aufladbare Batterien, Batterieladegerät, Light Shield, Musterpackung Hygieneschutzhüllen, Netzteil

Hersteller-
Listenpreis 1.749,-

Aktionspreis

1.259,-



neu

OmniStar touchless

Automatischer Sensorspender OmniStar touchless. Sprühstöße individuell einstellbar (grünes LED Licht: ein Sprühstoß, rotes LED Licht: zwei Sprühstöße). Die Maße ohne Tropfschale: (B x H x T) 104 x 312 x 190 mm. Maße mit Tropfschale: (B x H x T) 121 x 320 x 247 mm. Zubehör finden Sie im aktuellen Omnidentkatalog 2026 auf Seite 14.

130112

Komplettset OmniStar touchless, Gel-pumpe für Seife und Gels, Sprühpumpe für Flüssigkeiten (bereits montiert), Tropfschale, Sichtblende, Montageplatte, Platzhalter für 500 ml Flaschen, Pumpenröhrchen für 500 ml Flaschen, Schlüssel, 4 D Zelle Alkali Batterien

Hersteller-
Listenpreis

139,90

Aktionspreis
90,-



**OMNI
DENT**[®]
We care. You smile.

smartgun One + smartpearls

Die bewährte smartgun One in Kombination mit den neuen smartpearls. smartpearls ist ein Prophylaxepulver auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Ideal für die supragingivale Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Geeignet für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten. Das Pulver hat eine Korngröße 40-50µ. Die smartpearls gibt es in den Geschmacksrichtungen Lemon, Cassis, Cherry und Mint.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

201243

Einsteigerpaket Handstück, Pulverkammer, 80° Düse, 60° Düse, Wartungsset, für KaVo, 4 x 300 g smartpearls (Lemon, Cherry, Cassis, Mint)

Hersteller-
Listenpreis

649,-



Aktionspreis
599,-



smartdent

CLEVER QUALITY

smartsonic med 30

- 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz).
- 5 Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad.
- Anwendungen im Labor-Bereich.
- 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, per Schnellwahl abrufbar.
- Autostart-Funktion zum temperaturgesteuerten Start der Reinigung.

212244

Ultraschallgerät inklusive Deckel, Abtropfschale, Netzkabel 2 Meter mit Kaltgeräteanschluss, Bedienungsanleitung

Hersteller-
Listenpreis

649,-

Aktionspreis
549,-



acteon

Aktionspreis
1.109,-



Mini LED Ortho II

Polymerisationszyklen mit 4, 8, 12 und 32 Sekunden: Mit der Mini LED ORTHO II können eine Kieferhälfte oder Brackets durch einen einfachen Knopfdruck polymerisiert werden. Der vollständig aufgeladene Akku erreicht eine Leuchtdauer von 45 Minuten – ausreichend für die Behandlung von 15 Patienten. Die Mini LED ORTHO II ist ohne Lüftung ausgestattet. Eine exklusiv patentierte Technik zur thermischen Entlastung verhindert eine mögliche Überhitzung und schützt die Stromkreise. Der Lichtleiter kann sterilisiert und das Gerät mit einem Desinfektionstuch gereinigt werden.

91754

LED Lichtgerät

Hersteller-
Listenpreis

1.549,-

KaVo amiQa TM

Die neue KaVo amiQa TM

Einfach unverzichtbar.

100% KaVo. Kompakt und bereit für jede Indikation. Alles, was du brauchst, in einer Einheit, die durch Qualität und Preis/Leistung überzeugt. Die neue KaVo macht den Start in die Zukunft perfekt.

Grundausrüstung:

- Individuell konfigurierbar
- Sportlich-kompaktes Stuhl-Design für ein Höchstmaß an Ergonomie
- Schlanker Gerätekörper mit klarer Linienführung
- Kompaktes Assistenzelement mit drei Instrumenten-ablagen
- Dreifunktionshandstück mit Versorgungsschlauch, abgewinkelt für TM
- Wasserblock DVGW inklusive Wasserentkeimung
- Intuitiver Hygieneguide und kompaktes Hygienecenter für automatisierte Spülung und Entkeimung der Instrumentenschläuche. Zusätzliche Wasserzapfstelle für die Absaugschläuche
- Intuitives 7" Touchdisplay
- Lackierung KaVo Dentalweiß, Standardpolster nach Wahl

+ Assistenzelement:

- Dreifunktionshandstück mit Versorgungsschlauch
- Warmwasserboiler für Mundglas

+ Behandlungsleuchte:

- Behandlungsleuchte MAIA LED
- Leuchtaufbaustange MAIA

+ Intensiventkeimung



+ Arztelement:

- Lichtturbineneinrichtung mit Versorgungsschlauch und MULTiflex LUX-Kupplung 465 LED
- 2 x Motor INTRA LUX KL 701
- NEU: KaVo eSCALER
- Trayablage Normtray
- Antirutschmatte Normtray
- Satz Normtrays

AKTIONSPAKET*

- 1 x KaVo amiQa TM Grundausrüstung
- 1 x Arztelement
- 1 x Assistenzelement
- 1 x Behandlungsleuchte MAIA LED inklusive Aufbaustange
- 1 x Intensiventkeimung

Hersteller-Listenpreis 43.006,-

Paketpreis

30.490,-

KAVO
Dental Excellence

Letztmögliche Auftragsannahme 14.06.26. Auslieferung erfolgt nach schnellstmöglicher Produktion.

*Lieferumfang gemäß Aktionsbeschreibung – ohne optionale/aufpreispflichtige Ausstattungen wie Arbeitsstühle, Patientenkommunikation CONEXIOcom Vision, CONECTbase Vision und RELAXline Softpolster, Abbildung kann weitere optional erhältliche Ausstattungen enthalten, Details und Preise zu abgebildeten oder weiteren Ausstattungsvarianten nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner, Aktionen gelten nur für Deutschland.



Fragen Sie Ihren Dental-Union Fachhandelspartner nach dem KaVo Instrumentenvorteil.

KaVo ESTETICA™ E70 VISION T

Premium. Nur besser.

Sensitives 12" Widescreen-Touchdisplay mit intuitivem Bedienkonzept für schnellen und direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen

Grundausrüstung:

- Hygiene-Center mit integrierten, abnehmbaren Adaptern für Instrumenten- und Absaugschläuche zur zeitsparenden, automatisierten Reinigung und Desinfektion
- Innovatives Schwebestuhlkonzept mit schwenkbaren Armlehnen und einer Belastbarkeit bis max. 180 kg
- Lackierung KaVo Dentalweiß, Standardpolsterung nach Wahl

+ Ausstattungspaket ESTETICA Professional:

- Lichtturbineneinrichtung mit MULTiflex Kupplung 465 LED
- 2 x INTRA LUX Motor KL 703 LED
- NEU: KaVo eSCALER
- Mehrfunktionshandstück
- Dreifunktionshandstück Assistenz
- NEU: Behandlungsleuchte KaVo Lumina LED inklusive Aufbaustange LED

+ Ausstattungspaket ESTETICA Comfort Plus:

- Kabelloser Fußanlasser
- Komfortkopfpolster
- NEU: RELAXline Polster

AKTIONSPAKET*

- 1 x KaVo ESTETICA E70 Vision T Grundausrüstung
- 1 x KaVo ESTETICA E70 Vision T Ausstattungspaket Professional
- 1 x KaVo ESTETICA E70 Vision T Ausstattungspaket Comfort Plus

Hersteller-Listenpreis 69.710,-

Paketpreis

47.190,-

*Lieferumfang gemäß Aktionsbeschreibung - ohne optionale/aufpreispflichtige Ausstattungen wie Arbeitsstühle, Patientenkommunikation CONEXIOcom Vision, CONECTbase Vision und RELAXline Softpolster, Abbildung kann weitere optional erhältliche Ausstattungen enthalten, Details und Preise zu abgebildeten oder weiteren Ausstattungsvarianten nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner, Aktionen gelten nur für Deutschland.

Schnell,
tragbar,
einfach



Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer

Erleben Sie die Vorteile der Komposit erwärmung – mit einem kompakten Gerät, das sich nahtlos in Ihren Workflow integriert.

Entwickelt speziell für Filtek™ Füllungsmaterialien, die für die Erwärmung zugelassen sind.

- **Schnell:** Erwärmtes Material in nur zwei Minuten nach einer kurzen Aufheizphase von nur zehn Minuten.
- **Einfach:** Ein-Knopf-Bedienung, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
- **Tragbar:** Der abnehmbare Komposit-Halter hält die Wärme aufrecht und kann am Behandlungsort eingesetzt werden.

Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer

296595

Kit Komposit-Wärmer mit Heizstation, Komposithalterung, Silikonhülle, USB-C Kabel, Netzstecker, Steckdosenadapter, Kurzanleitung

449,-

Hersteller-
Listenpreis

492,-

Warum Komposit erwärmen?



Besseres Fließverhalten



Verbesserte Adaptation



Geringere Ausbringkraft